

Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Кол-во	Ед.изм	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки
1	Тест-полосы глюкоза к экспресс-анализатору концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	Тест - полосы глюкоза №50 Диапазон измерений Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Температурный диапазон для использования тест-полосок, °С - от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °С - от +5°C до +30°C к экспресс анализатору ABK Care Multi	100	уп	4800,00	480000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
2	Термографическая мед пленка для рентгенографии AGF DRISTAR DT 5B 20*25 100 листов	Предназначена для печати высококачественных цифровых рентгенографических изображений при помощи термографических принтеров. использование для медицинских принтеров черно-белого изображения. Пленка Drystar DT 5 B. Хранить необходимо в вертикальном положении при температуре от 18°C до 21°C. Пленку следует держать на расстоянии от воздействия сильных источников тепла. Размеры 20*25 100 листов	100	уп	46500,00	4650000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
3	Термографическая мед пленка для рентгенографии AGF DRISTAR DT 5B 35*43см 100 листов	Предназначена для печати высококачественных цифровых рентгенографических	1	уп	102700,00	102700,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		изображений при помощи термографических принтеров. использование для медицинских принтеров черно-белого изображения. Пленка Drystar DT 5 В. Хранить необходимо в вертикальном положении при температуре от 18°C до 21°C. Пленку следует держать на расстоянии от воздействия сильных источников тепла. Размеры 35*43 100 листов					
4	Азур-эозин по Май-Грюнвальду, 1 л	Фиксатор краситель по Май- Грюнвальду в растворе, предназначен для применения в качестве фиксатора и красителя форменных элементов крови. Фиксатор-краситель представляет собой 0,30 % раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле.	10	л	12000,00	120000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
5	Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	Измерение концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Диапазон измерений: Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Холестерин - 130- 400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л). 2 x 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип - CR 2032. Источник питания: Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). Размеры: Длина - не менее 97мм. Высота не менее - 49мм. Ширина не менее - 20,5мм. Вес: не более 65г (включая батарею питания). Дисплей:	20	шт	22300,00	446000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

жидкокристаллический. Температурный диапазон для использования прибора, °С - от +10°C до +40°C. Температурный диапазон для хранения прибора, °С - от +5°C до +30°C. Границы влажности: Относительная влажность от 0% до 90% (без конденсации). Объем памяти: не менее 500 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Проверку работы прибора через три года эксплуатации. Тест- полоски глюкозы. Используемый образец - Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 0,5 мкл. Гематокрит в диапазоне 35-50%. Диапазон измерений - 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность. Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полосок, °С - от +10°C до +40°C. Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °С - от +5°C до +30°C. Срок хранения после первого вскрытия 90 дней .Срок годности 24 месяца. Тест- полоски холестерина

		Используемый образец Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50%. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 секунд. Температурный диапазон для использования тест- полосок, °C - от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °C - от +5°C до +30°C. Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца. Тест-полоски триглицеридов - Температурный диапазон для использования тест- полосок, °C - от +10°C до +40°C. Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °C - от +5°C до +30°C. Используемый образец - Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50. Гарантийный срок 12 месяцев. Год выпуска не ранее 2022 года.					
6	Тест-полосы холестерин к экспресс-анализатору концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в	Тест - полосы холестерин № 25. Диапазон измерений Электроды Холестерин - 130-400 мг/дл (3,3 -	300	уп	10200,00	3060000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

	капиллярной крови	10,2ммоль/л). Температурный диапазон для использования тест-полосок, °С - от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °С - от +5°C до +30°C. Срок хранения после первого вскрытия 90 дней. Срок годности 24 месяца. Тест-полоски для экспресс-анализатора ABK Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора ABK Care Multi.					
7	ПГА № 2,0 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или окрашенная в фиолетовый цвет №2,0	50	шт	900,00	45000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
8	ПГА № 3,0 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или окрашенная в фиолетовый цвет №3,0 игла режущая	100	шт	900,00	90000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
9	ПГА № 4,0 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или окрашенная в	50	шт	900,00	45000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		фиолетовый цвет №4,0 игла режущая					
	ПГА № 1,5 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или окрашенная в фиолетовый цвет №1,5 игла режущая	100	шт	900,00	90000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
11	Стекло предметное 26*76*1мм	Предметное стекло (вид 259730) вариант исполнения СП-7101 с обработанным краем. Размеры 26х76 мм, толщина 1 мм, что соответствует длине световой волны, и гарантирует низкую дифракцию и интерференцию волн, а также слабое отклонение пучка света. Используются для изготовления микропрепаратов для люминисцентной и световой микроскопии в цитологических, гистологических, клинико- диагностических и патоморфологическ их исследованиях.	35000	шт	80,00	2800000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
12	Итого					11928700,00	

Срок поставки в течение 2023 года по заявке Заказчика

Итого выделенная сумма 11928700,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 13 февраля 2023 года с 10.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов 20 февраля 2023 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 20 февраля 2023 года в 11.00 часов по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру

ҚО Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130 мекенжайында орналасқан «СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК Тегін медициналық көмектің кәсіптік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес баға ұсынысын сұрау әдісімен медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алатындығы жөнінде хабарлайды:

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттама	Саны	Өлш бірл	Бағасы	Бөлінген сома	Жеткізу мерзімі
1	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспресс-талдағышқа глюкоза тест жолақтары	Глюкоза тест – жолақтары №50 Өлшеу диапазоны- глюкоза электродтары - 10-600мг/дл (0,6-3,3ммоль/л). Тест жолақтарды пайдалануға арналған температуралық диапазон , °C - +10°C - +40°C Тест жолақтарды сақтауға арналған температуралық диапазон, °C +5°C - +30°C .ABK Care Multi экспресс талдағышқа	100	қапт	4800,00	480000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
2	AGF DRISTAR DT 5B рентгенографияға арналған термографиялық мед пленка 20*25 100 парак	Термографиялық принтерлердің көмегімен цифрлы рентгенологиялық суреттерді басып шығаруға арналған. Қара-ак түстегі суреттерді басып шығаруға арналған медициналық принтер Өлшемі 20*25см, 100 парак	100	қапт	46500,00	4650000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
3	AGF DRISTAR DT 5B рентгенографияға арналған термографиялық мед пленка 35*43см 100парак	Термографиялық принтерлердің көмегімен цифрлы рентгенологиялық суреттерді басып шығаруға арналған. Қара-ак түстегі суреттерді басып шығаруға арналған медициналық принтер Өлшемі 35*43 см, 100 парак	1	қапт	102700,00	102700,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
4	Азур-эозин о Май-Грюнвальд бойынша , 1 л	Май- Грюнвальд бойынша Фиксатор	10	л	12000,00	120000,00	2023 жыл ішінде

		бояғыш ерітіндісі - фиксатор ретінде және канның формалық элементтерін бояуға арналған.. Фиксатор-бояу Май-Грюнвальд бойынша метанолда 0,30 % эозин метилен көк құрғақ бояу.					тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
5	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын өлшеу экспресс-талдағыш	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын өлшеу. Өлшеу диапазоны: глюкоза электродтары - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Холестерин - 130- 400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Триглицерид - 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л). 2 x 3В кнопкалы ток беретін литий батарея , түрі - CR 2032. Ток беру көзі: Ток беру батареясын күніне 3 өлшеу жүргізген кезде бір жыл бойы қолдануға болады. (шамамен 1000 өлшем). Өлшемі: Ұзындығы - 97мм кем емес. Биіктігі - 49мм кем емес. Ені - 20,5мм кем емес. Салмағы 65г аспайтын(ток беру батареясын қоса алғанда). Дисплей: сұйық кристалды. Температуралық диапазоны аспапты қолдану үшін , °C - +10°C -- +40°C аралығы Аспапты сақтауға арналған температуралық диапазон , °C - +5°C - +30°C. Ылғалдылық шекарасы: қатыстық ылғалдық 0% - 90% (конденсатсыз). Жад көлемі: өлшеудің 500 көрсеткішінен кем емес өлшеу уақыты мен күнін көрсетуімен. Аспаптың жұмысын тексеру: үш жыл пайдаланғаннан кейін. Глюкоза тест жолағы. Пайдаланылатын үлгі – жаңа алынған капиллярлық қан.	20	дана	22300,00	446000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

	Минималды көлемі - 0,5 мкл. Гематокрит диапазоны 35-50%. Өлшеу диапазоны - 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық. Минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік-жүйенің орташа кателігі – референтті әдіспен салыстырғанда плазмамен гексокиназа пайдалану негізінде < 10%; құрайды Көрсетілімі. Қайталануы: орташа дәлсіздік < 5%; варияцияның орташа коэффициенті = 3,8%. Көрсетілуі: орташа дәлсіздік < 5%; вариацияның орташа коэффициенті = 3,5% Есептеуге арналған орташа уақыт 5 секунд. Тест жолақты пайдалануға арналған температуралық диапазон, °С - от +10°C до +40°C. Тест жолақты сақтауға арналған температуралық диапазон , °С - от +5°C до +30°C. Сақтау мерзімі ашқан күннен бастап 90 күн.Жарамдылық мерзімі 24 ай. Холестерин тест жолақтары Пайдаланылатын үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит диапазоны 35-50%. Өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Семізталдық: Минималды өлшенетін көлемі: 130 мг/дл Дәлдік: жүйенің орташа референтті әдісімен салыстырғанда CHOD-PAP < 10%; құрайды. Көрсеткіш: қайталану орташа дәлсіздік < 5%; вариацияның орташа коэффициенті = 2,14%. Көрсетілім: орташа дәлсіздік < 5%; вариацияның орташа коэффициенті = 3,95% Есептеуге арналған орташа уақыт шамамен 30 секунд. Тест жолақты пайдалануға арналған				
--	---	--	--	--	--

		температуралық диапазон, °C - +10°C - +40°C Тест жолақты сақтауға арналған температуралық диапазон, °C - +5°C - +30°C. Сақтау мерзімі ашқан күннен бастап 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай. Триглицеридтер тест жолақтары - Тест жолақты пайдалануға арналған температуралық диапазон, °C - +10°C - +40°C Тест жолақты сақтауға арналған температуралық диапазон °C - +5°C - +30°C. Пайдаланылатын үлгі-жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит диапазоны 35-50. Кепілдік мерзімі-12 ай. Шығарылған жылы 2022 жылдан кеш емес.					
6	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспресс-талдағышқа холестерин тест жолақтары	Холестерин тест жолақтары №25 Өлшеу диапазоны Холестерин Электродтары - 130-400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Тест жолақтарды пайдалануға арналған температуралық диапазон , °C - +10°C - +40°C Тест жолақтарды сақтауға арналған температуралық диапазон,, °C - +5°C - +30°C .Сақтау мерзімі ашқан күннен бастап 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай .ABK Care Multi экспресс талдағышқа. Қаптама № 25. Сынақ жолағы-бұл реагенттері бар мембранасы бар пластикалық негіз. Тест ингредиенттердің реакциясына негізделген: холестерин оксидаза/ Холестеринэстераза, POD/ Хромоген. Реакция нәтижесінде алынған боялған қосылыстың түс қарқындылығы қандағы холестерин концентрациясына	300	қап	10200,00	3060000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

		пропорционалды. Деректер ABL Care Multi экспресс- анализаторының дисплейінде көрсетіледі.					
7	ПГА №2,0 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп, боялмаған немесе күлгін түске боялған №2,0 тілгіш ине	50	дана	900,00	45000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
8	ПГА № 3,0 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп, боялмаған немесе күлгін түске боялған №3,0 тілгіш ине	100	дана	900,00	90000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
9	ПГА №4,0 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп, боялмаған немесе күлгін түске боялған №4,0 тілгіш ине	50	дана	900,00	45000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
10	ПГА № 1,5 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп, боялмаған немесе күлгін түске боялған № 1,5 тілгіш ине	100	дана	900,00	90000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
11	Заттық шыны 26*76*1мм	Заттық шыны (259730 түрі) өңделген жиегі бар SP-7101 орындау нұскасы. Өлшемдері 26x76 мм, қалыңдығы 1 мм, бұл жарық толқынының ұзындығына сәйкес келеді және толқындардың төмен дифракциясы мен интерференциясына, сондай-ақ жарық сәулесінің әлсіз ауытқуына кепілдік береді. Цитологиялық, гистологиялық, клиникалық- диагностикалық және патологиялық- морфологиялық зерттеулерде люминесцентті және жарық микроскопиясына арналған микропрепараттарды дайындау үшін қолданылады.	35000	дана	80,00	2800000,00	2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
12	Барлығы					11928700,00	

Жеткізу мерзімі: 2023 жыл ішінде тапсырыс берушінің өтінімі бойынша

п алуға бөлінген сома: 11928700,00 теңге.

Жеткізу мекенжайы: СҚО, Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130

Баға ұсынысы бар конверттер жұмыс күндері 2023 жылғы 13 ақпанда сағат 10.00. бастап қабылданады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуезов к 130, 84-каб.

Баға ұсынысы бар конверттерді қабылдаудың соңғы күні: 2023 жылғы 20 ақпанда сағат 10.00. дейін.

Баға ұсынысы бар конверттер 2023 жылғы 20 ақпанда сағат 11.00. ашылады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуезов к 130, 84- каб.

Әлеуетті өнім жеткізушілер баға ұсынысы бар конверттерді ашу кезінде қатысуына болады.

Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 87152527203.